

# 使用 FIT

(糞便免疫化學檢驗)





採集樣本方法說明

毋須限制飲食或做預備工作

當您準備就緒後...

如有以下情況，檢驗結果無效：

- 採集糞便過多
- 樣本結冰
- 樣本在採集後的7天內仍未由化驗室分析
- 糞便接觸到馬桶內的水或尿液



當您將樣本交回化驗室時，請帶同您的化驗申請單。

糞便免疫化學檢驗(FIT)說明，承蒙卑詩癌症局(BC Cancer Agency)提供

轉背頁...

# 有關檢驗用品包的常見問題

我應採集多少糞便？

只需少量糞便已足夠。只需確保竹簽一端僅溝槽部分被覆蓋即可。如果採集的糞便過多，您的化驗結果將無效，化驗必須重做。

如果糞便樣本接觸到馬桶內的水或尿液，我應該怎麼辦？

該樣本將會受到污染。請聯絡化驗室，安排索取新的檢驗用品包。

提示：先小便，隨即沖廁，然後將紙巾放到馬桶中的水面上。

其他採集樣本方法/我怎樣才能確保糞便樣本不接觸到水？

將檢驗用品包提供的紙巾放到馬桶中的水面上。您也可以放置多層廁紙在馬桶中的水面上，以托住糞便。您可以只用檢驗用品包提供的紙巾，也可以另外加上一些廁紙。您還可以使用一個乾淨的、用完即棄的容器（例如紙碟）來採集糞便。

採樣紙/紙巾對污水及化糞系統安全嗎？

採樣紙/紙巾是可生物降解的，不會對化糞系統造成損害。

在做檢驗前，我是否需要改變飲食或停服任何藥物？

不需要。做這項檢驗，毋須限制飲食或改變用藥。

有沒有什麼時候是我不應使用檢驗用品包的？

如果您有患結腸癌的症狀，包括糞便帶血，便不應使用檢驗用品包。您應找醫護人員談談您的症狀。

如果您是由於痔瘡而出血、正月經來潮或尿中帶血，您應該等出血停止3天後才做檢驗。

我可否在十分鬆軟或硬的糞便上採集樣本？

在十分鬆軟或硬的糞便上採集樣本並無不可。如果糞便鬆軟是因為與病毒有關，例如食物中毒，您便應該等身體好轉後才做檢驗。如從硬糞中採樣，則使用乾淨的、用完即棄的容器，可能會較為容易。

我可否通過加拿大郵務公司 (Canada Post) 將檢驗用品包寄回？

不可以。檢驗用品包必須拿回化驗室。對於完成了的檢驗是有特定的處理要求的。

未用過的檢驗用品包會過期嗎？

採集容器上是有標明有效日期的。請務必在檢驗用品包過期之前完成檢驗。一旦使用了檢驗用品包，則必須在7天內進行分析。

樣本收集瓶內本來就該有液體的嗎？

是。瓶內的液體是一種緩衝溶液，運送和分析樣本必需用到這種液體。