

So wird der FIT-Test durchgeführt

(Fäkaler Immunchemischer Test)



Anleitung zur Entnahme

Es sind keinerlei diätetische Einschränkungen oder Vorbereitungen erforderlich.

Wenn Sie soweit sind:

Reichen Sie die fertige Probe innerhalb von 7 Tagen ein.

Bringen Sie Ihr Auftragsformular mit, wenn Sie die Probe ins Labor bringen.



Die Ergebnisse können verfälscht sein, wenn:

- Zu viel Stuhl auf das Stäbchen aufgebracht wird
- die Probe gefriert oder zu heiß wird
- der Stuhl mit Wasser oder Urin in der Toilette in Berührung kommt
- die Probe erst nach mehr als 7 Tagen zurückgegeben wird

Bitte wenden...

Häufige Fragen

Wie viel Stuhl sollte ich entnehmen?

Es wird nur eine kleine Menge Stuhl benötigt. Achten Sie nur darauf, dass nur der geriffelte Teil am Ende des Stäbchens bedeckt ist. Wenn dort zu viel Stuhl aufgebracht wird, sind die Ergebnisse unbrauchbar, und Sie müssen den Test wiederholen.

Was mache ich, wenn die Stuhlprobe mit Urin oder dem Wasser im WC-Becken in Berührung kommt?

Dadurch wird die Stuhlprobe kontaminiert. Bitte wenden Sie sich an das Labor und lassen Sie sich ein neues Test-Kit geben. Tipp: Urinieren Sie zuerst, spülen Sie die Toilette und legen Sie dann das Seidenpapier auf das Wasser im Toilettenbecken.

Alternative Entnahmemethoden / Wie kann ich verhindern, dass die Stuhlprobe mit Wasser in Berührung kommt?

Legen Sie das im Kit enthaltene Seidenpapier auf das Wasser im WC-Becken. Sie können auch mehrere Lagen Toilettenpapier auf das Wasser legen, um die Stuhlprobe besser zu fixieren. Sie können Toilettenpapier zusätzlich zu dem mitgelieferten Seidenpapier oder auch allein verwenden. Alternativ können Sie Ihre Stuhlprobe auch in oder auf einem sauberen Einwegbehälter, z. B. einem Pappteller, auffangen.

Ist das Probenahme-/Seidenpapier sicher für Abwassersysteme und Kläranlagen?

Das Probenahme-/Seidenpapier ist biologisch abbaubar und stellt keine Belastung für Kläranlagen dar.

Muss ich meine Ernährung umstellen oder Medikamente absetzen, bevor ich den Test durchführe?

Nein. Für diesen Test sind keine Einschränkungen in Ihrer Ernährung und keine Medikamentenumstellung erforderlich.

Wann sollte ich das Test-Kit nicht verwenden?

Wenn Sie Blut im Stuhl, Bauchschmerzen, veränderte Darmtätigkeit oder einen unerklärlichen Gewichtsverlust feststellen, sollten Sie dies mit Ihrem Gesundheitsdienstleister besprechen, bevor Sie den FIT durchführen. Wenn Sie Blut im Urin haben, sollten Sie Ihren Gesundheitsdienstleister aufsuchen, um Ihre Beschwerden zu besprechen und den richtigen Zeitpunkt für die Durchführung des FIT abzuklären. Wenn Sie menstruieren, sollten Sie mit der Durchführung des Tests warten, bis Sie Ihre Menstruation beendet haben.

Kann ich eine Probe aus sehr lockerem oder hartem Stuhl entnehmen?

Die Entnahme einer Probe bei sehr lockerem oder hartem Stuhl ist kein Problem. Wenn der weiche Stuhl mit einem Virus oder einer Lebensmittelvergiftung zusammenhängt, warten Sie mit dem Test, bis Sie sich besser fühlen. Bei hartem Stuhl kann ein sauberer Einwegbehälter die Entnahme einer Probe erleichtern.

Kann der Test mit der kanadischen Post zurückgeschickt werden?

Nein. Das Kit muss ins Labor zurückgebracht werden. Für die Handhabung des abgeschlossenen Tests müssen bestimmte Vorschriften eingehalten werden.

Läuft ein UNGEBRAUCHTES Test-Kit ab?

Der Entnahmebehälter ist mit einem Verfallsdatum versehen. Achten Sie darauf, dass Sie den Test vor Ablauf des Verfallsdatums durchführen. Nach Gebrauch des Kits senden Sie bitte die fertige Probe innerhalb von 7 Tagen an das Labor zurück.

Darf sich in der Entnahmeflasche Flüssigkeit befinden?

Ja, die Flüssigkeit in der Flasche ist eine Pufferlösung und wird für den Transport und die Analyse Ihrer Probe benötigt.

Jede Vervielfältigung, Änderung oder Verbreitung dieser Anleitung, auch auszugsweise, ist strengstens untersagt, es sei denn, es liegt eine entsprechende Genehmigung der Behörde BC Cancer vor.