

ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:

- ✓ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।


ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ:

- ✗ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
- ✗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ। ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓ।
- ✗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੋਸ ਅੰਗ (ਸੋਲਿਡ ਔਰਗਨ) ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓ।


1) ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਕਮਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ।




2) ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰਬਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਲ ਟੋਪੀ (ਕੈਪ) ਨੂੰ ਫੜੋ। ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਤਹ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੂੰਬੇ ਦੇ ਨਰਮ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਹੋ।




3) ਤੂੰਬੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫੜੋ।




4) ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ (ਏ) ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ (ਬੀ) ਬੈਠੋ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ।



5) ਤੂੰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਣਨ-ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਯੋਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂ ਬੁੱਲਾਂ) ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ।



6) ਤੂੰਬੇ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।



ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:

7) ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਬੈਗ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ।

8) ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰ ਵਾਲੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।


9) ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।

ਜੇ ਟੈਸਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:

7) ਟਿਊਬ ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਲੈਬ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖੋ। ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਬੈਗ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ।

SUAKE
 Lee
 06 APR 1972 9876 543 214
COLLECTION DATE:
 DDMMYY
(e.g. 01 JAN 2021)

8) ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਅਤੇ ਲੈਬ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ (ਰਿਟਰਨ ਐਨਵੀਲੋਪ) ਵਿੱਚ ਪਾਓ।



9) ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।



ਜਾਂ

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ?

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਂਚ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮੂਨਾ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੈਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾਈਕੋਅਰਕੰਪਾਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਈਹੈਲਥ ਅਤੇ ਮਾਈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ) 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ www.bc.mycarecompass.lifelabs.com 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੋ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੋ। ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਕਿੱਟ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ/ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਕੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕਿੱਟ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਟ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿੱਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਿਕਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ 1-877-702-6566 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਇਕ ਖਾਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਕੀ ਇਹ ਕਿੱਟ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ?

ਇਹ ਕਿੱਟ ਸਿਰਫ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼-ਐੱਸ ਟੀ ਆਈਜ਼) ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜੇ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਸਧਾਰਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ; ਪੇਡੂ (ਪੈਲਵਿਕ) ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਿਕਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

1-877-702-6566

www.screeningbc.ca/cervix-pilot

ਬੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
Version: May 2022