

Uso de la PIF

(Prueba inmunoquímica fecal)


Instrucciones para la recolección

No se requiere ninguna preparación ni hay restricciones alimenticias


Cuando esté listo/a:

Devuelva la muestra dentro de los 7 días de haberla recolectado.

Presente la solicitud de servicio (requisition form) cuando traiga su muestra al laboratorio.



1. Asegúrese de que su nombre está escrito en el frasco.
2. Escriba la fecha en el frasco/the bottle.



3. Desdoble el papel y colóquelo sobre la superficie del agua del inodoro (ver métodos alternativos al verso).




4. Deposite las heces sobre el papel (tisú) de recolección.



5. Gire y levante la tapa del frasco.



6. Recolecte una muestra cepillando el palito sobre las heces hasta que solamente la parte estriada del palito esté cubierta de heces.




Cubra solamente las estrias

7. Sólo se necesita una pequeña muestra de heces. Asegúrese de que solamente la parte estriada del palito esté cubierta de heces.



CLICK!

8. Ponga el palito en el frasco y cierre la tapa con una moción giratoria. **No** vuelva a abrir el frasco. Jale la palanca del inodoro y lávese las manos.



9. Ponga solamente el frasco en la bolsita zip-lock. **No** incluya ninguna otra cosa en la bolsita. Si la bolsita tiene un bolsillo exterior, coloque la solicitud de servicio (requisition form) aquí para asegurar de que permanezca con la muestra.



10. Una vez recolectada la muestra, guárdela en el refrigerador, **pero no en el congelador**, hasta devolverla al laboratorio (dentro de los 7 días). No permita que la muestra se congele o sea expuesta a calor excesivo.

Los resultados podrían quedar invalidados si:

- Se recolecta demasiada cantidad de heces
- La muestra se congela o se calienta demasiado
- Las heces tocan agua u orina en la taza del inodoro
- Se devuelve la muestra después de los 7 días

Preguntas y Respuestas sobre el Kit

Qué cantidad de heces tengo que recolectar?

Solamente se necesita una pequeña cantidad de heces. Simplemente asegúrese de que solamente la parte estriada del palito esté cubierta. Si recolecta demasiadas heces, sus resultados serán inválidos y tendrá que repetir la prueba.

Qué hago si la muestra de heces hace contacto con orina o con el agua en la taza del inodoro?

Esto contamina la muestra. Llame al laboratorio para obtener un nuevo kit de prueba. Consejo: Orine primero, jale la palanca del inodoro y entonces coloque el papel (tisú) sobre la superficie del agua en la taza del inodoro.

Métodos alternativos de recolección / Qué puedo hacer para que la muestra de heces no toque el agua?

Coloque el papel (tisú) en el kit sobre la superficie del agua en la taza del inodoro. También podría colocar varias capas de papel higiénico sobre el agua del inodoro para soportar la muestra. Puede utilizar el papel higiénico además del papel (tisú) incluido en el kit, o por sí solo. También puede recolectar su muestra en un contenedor limpio y desechable, por ejemplo un plato de papel.

Se permite que el papel tisú para la recolección sea botado a la red de alcantarillado y a tanques sépticos?

El papel tisú para la recolección es biodegradable y no causa daños a los sistemas sépticos.

Tengo que cambiar mi dieta o dejar de tomar mis medicaciones antes de hacer la prueba?

No. Esta prueba no requiere restricciones alimenticias ni cambios a medicaciones.

Hay circunstancias en que no debería usar el kit de prueba?

Si usted observa sangre en las heces, dolor abdominal, cambios en los hábitos intestinales, o una pérdida de peso no explicada, asegúrese de haberlo hablado con su proveedor de servicios médicos o de salud antes de realizar la prueba inmunoquímica fecal (siglas inglesas: FIT). Si observa sangre en la orina, se recomienda que vea a su proveedor de servicios médicos o de salud para hablar de sus síntomas y decidir cuál es el mejor momento de realizar la prueba FIT. Si usted está menstruando, se recomienda que espere a que haya terminado de menstruar antes de realizar la prueba.

Puedo recolectar la muestra de heces muy sueltas o muy duras?

Es aceptable recolectar la muestra de heces muy aguadas o muy duras. Si las heces aguadas están relacionadas con un virus o intoxicación por alimentos, espere a sentirse mejor antes de hacerse la prueba. En casos de heces muy duras, el uso de un recipiente limpio y desechable podría facilitarle la recolección de la muestra.

Puede ser devuelta la prueba por Canada Post?

No. El kit tiene que ser llevado al laboratorio. Hay requerimientos específicos para el manejo de la prueba una vez completada.

Tiene fecha de vencimiento un kit de prueba NO UTILIZADO?

YEl contenedor de recolección tiene una fecha de vencimiento escrita. Asegúrese de completar la prueba antes de la fecha de vencimiento del kit. Una vez que haya utilizado el kit, lleve su muestra al laboratorio dentro de los 7 días.

Se supone que debe haber un líquido en el frasco de recolección?

Sí, el líquido en el frasco es un tampón químico y es requerido para el transporte y análisis de su muestra.

Salvo autorización de BC Cancer Agency, toda reproducción, modificación o distribución de estas instrucciones, en su totalidad o en parte, está estrictamente prohibida.